


Testprogramme Test programs



Prüfentfernungen: 0,25 - 2,5 m  
 Visusstufen / Acuity steps: 0,05 - 2,0, logarithmisch, dezimal oder individuell  
 Sichtbare Fläche: ca. 150 x 65 mm  
 Sichtbare Fläche Aufsatz: ca. 24 x 24 mm  
 Gewicht: ohne Aufsatz 180 g, mit Aufsatz 320 g  
 Breite, Höhe, Tiefe: 175 x 90 x 45 mm  
 Stromversorgung: USB -C, Akku  
 Schutzanforderung: EMVG / DIN EN 60601-1  
 Schutzklasse: MDR Klasse 1

Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved 01/2025



# MINIPHOR® 3

## Beschreibung Description

Der **Miniphor® 3** ist das handgehaltene, elektronische Nahprüfgerät aus dem Hause BLOCK OPTIC.

Die Steuerung erfolgt via Drahtlosverbindung über ein separates Tablet mit der etablierten App – **PhorControl**.

Der innovative 3D-Aufsatz ermöglicht die monokulare Überprüfung unter binokularen Bedingungen.



### innovativer Einschub

monokulare Überprüfung der Augen unter binokularen Bedingungen mittels zirkularer Polarisation

The Miniphor® 3 is the hand-held, electronic proximity tester from BLOCK OPTIC.

It is controlled via Bluetooth using a separate tablet with the established app - **PhorControl**.

The innovative 3D attachment enables monocular inspection under binocular conditions.

### innovative insertion

Monocular examination of the eyes under binocular conditions using circular polarization

# EIGENSCHAFTEN

## Properties

Der Miniphor® 3 bietet folgende Testprogramme:

- Landoltringe, Zahlen, Buchstaben, E-Haken
- Farbsehteste nach Ishihara, Amslertafeln 1-7, Kontrast A, Strahlenkranz, Kreuzmuster, monokularer Vergleichstest, Noten, Fließtext, Beipackzettel für Medikamente, Augenquerschnitt schematisch
- **MKH-Sequenz**, programmierbare Sequenzen, Logo und Slideshow (individualisierbar)

The Miniphor® 3 offers the following test programs:

- Landolt rings, numbers, letters, E-hooks
- color vision tests according to Ishihara, Amsler charts 1-7, contrast A, halo, cross pattern, monocular comparison test, sheet of music, continuous text, instruction leaflet for medication, Eye cross-section schematic
- **MKH sequence**, programmable sequences, logo and slideshow (customizable)



### individuelle Prüferentfernung

individual test distance  
0,25 - 2,5 m



### Nahprüfgerät

mit vorgefertigten Testprogrammen


### Proximity tester

with ready-made test programs



für unsere Produktvideos und weitere Informationen scannen Sie gerne den QR-Code

for our product videos and further information please scan the QR code



Die Bedienung erfolgt über ein separates Tablet mittels der App „PhorControl“.



Operation takes place via a separate tablet using the app

„PhorControl“ app.