


Testprogramma's



B L O
C K O
P T I
C :


 TECHNISCHE DETAILS

- Testafstanden
3-7 m
- Visusniveaus
0.05-2.0, logaritmisch, decimaal of individueel
- Polarisatierichting
45° / 135° linear of circulair
- Zichtbaar oppervlak
531 x 298 mm
- Stroomvoorziening
230V 50Hz
- Afmetingen (incl. wandbevestiging)
642 x 440 x 235 mm
- Gewicht
14 kg

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

Block Optic is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001:2015.




 POLAPHOR® HD light

POLAPHOR® HD light

Beschrijving

Het **Polaphor® HD LCD** scherm is een innovatief instrument voor oogtests en visuscontrole en bestaat uit een flatscreen met hoge resolutie in combinatie met een krachtige, geïntegreerde computer en vormt de basis voor onbeperkte testmogelijkheden.



Optioneel aansluiting met geselecteerde auto-phoroptoren mogelijk; Nidek, Topcon, Haag Streit Visutron, Reichert VRx, enz.

Instelbaar voor decimale, logaritmische en individuele visus weergave.
Gradatie van 0.05 t/m 2.0 visus stappen voor alle instellingen.
Monoculair en binoculair.



Inclusief wandbevestiging



optioneel met
vloerstandaard
leverbaar

EIGENSCHAPPEN

Het Polaphor® HD LCD scherm biedt de volgende testprogramma's:

Scheiding volgens het anaglyph-proces

- Enkele, reeks- en groepsweergave
- Spiegelaflazing/instelling voor gebruik met projectie spiegelset
- Rood, groen-afstemming
- Random visus presentatie
- Meertalige menunavigatie
- Geruisloze werking en snelle wisseling van testvelden
- Veel optionele uitbreidingen beschikbaar
- Bediening via tablet en de app "PhorControl"
- Optioneel met afstandsbediening
- Weergave van Landoltringen volgens DIN EN ISO 8596 en DIN 58220-3
- Optioneel aansluiting met geselecteerde auto-phoroptoren mogelijk; Nidek, Topcon, Haag Streit Visutron, Reichert VRx, enz.



Gebeurt via een aparte tablet met
behulp van de app "PhorControl".



Of optioneel via een
afstandsbediening